


# Co-Staining Matrix

BD LSR™ II  
Plateforme de Cytométrie  
UMR1231

3V 4B 3R



Laissez-nous vous suggérer des combinaisons de fluorochromes

3 couleurs : **BV421**, **BB515** ou **FITC**, **APC**

4 couleurs : + **PE-Cy7**

5 couleurs : + **BV605**

Degré de facilité d'association de deux marqueurs co-marqués sur la même cellule

Simple Demandez conseil à votre support BD

Brillance relative des fluorochromes

Faible Modérée Forte Très forte

\* Nécessite un changement de filtre

Laissez-nous concevoir votre panel

Indiquez **LSR DimaCell** dans le champ « organization »



<http://eu.bd.com/panel-design/en>

Données générées à partir de marquages lymphocytaires anti-CD4 sur différents instruments BD dont le BD FACSymphony™, BD LSRFortessa™ X-20, BD FACSCelesta™ et le BD FACSCanto™ II. Données moyennées. Ces données sont globalement représentatives de celles pouvant être générées sur un BD LSR™II.

